





## 光 Minisci 反応 3 液混合反応

### 概要

3 液混合反応は 2 液混合反応と比べ、試薬供給のタイミングやフローレートの調整が複雑になるため、本装置が真価を発揮します。

調整した各基質、触媒の濃度と混合比率を装置に入力するだけで、複雑な計算をすることなくフロー合成を開始することが出来ます。予め複数の実験条件を入力しておくことにより装置が自動で一連の反応を行うため、実験者の労力や時間コストを大幅に削減することができ、ライブラリー合成や実験条件検討などに威力を発揮します。ここでは、3×2 のライブラリー合成を例に示します。



### 試薬調整

Reagent A1: (-)-キニーネ **1a** (130 mg, 0.40 mmol) を DMSO (2 mL) に溶解させたのち、窒素ガスを約3分間吹き込んだ。

Reagent A2: (-)-シンコニジン **1b** (117 mg, 0.40 mmol) を DMSO (2 mL) に溶解させたのち、窒素ガスを約3分間吹き込んだ。

Reagent A3: (-)-ジヒドロキニーネ **1c** (130 mg, 0.40 mmol) を DMSO (2 mL) に溶解させたのち、窒素ガスを約3分間吹き込んだ。

Reagent B1: (1,3-dioxoisindolin-2-yl) cyclohexanecarboxylate **2a** (131 mg, 0.48 mmol) を DMSO (4 mL) に溶解させたのち、窒素ガスを約3分間吹き込んだ。

Reagent B2: 同様に、(1,3-dioxoisindolin-2-yl) adamantane-1-carboxylate **2b** (156 mg, 0.48 mmol) を DMSO (4 mL) に溶解させて、その後窒素ガスを約3分間吹き込んだ。

Reagent C: 光触媒 4CzIPN (2,4,5,6-tetra(9H-carbazol-9-yl)isophthalonitrile) (6.3 mg, 0.008 mmol)、トリフルオロ酢酸 (61  $\mu$ L, 0.80 mmol) を DMSO (4 mL) に溶かして、窒素ガスを約3分間吹き込んだ。

### 装置準備

ライン1: System C ver.3.1   ライン2: System C ver.3.1   ライン3: System B

BPR=0.5 MPa   3 reagents mode   T字ミキサー2台を使用し、T字ミキサー間は可能な限り短いPTFEチューブ (内径0.5 mm、長さ約3~4 cm) で接続した。

