

分離膜モジュール

DFC
Device for Flow Chemistry



セラミックを基材とした膜ですので、耐薬品性や耐圧も高い

液-液分離だけでなく、気-液分離も可能

反応に適した膜を特注で製作することにより色々な分離が可能

仕様

耐圧	3.0MPa
接液部材質	セラミック、SUS316、PCTFE、フッ素ゴム (FFKM)
標準膜サイズ	Φ12×200mm
接続部	1/16" or 1/8"

DFC
Device for Flow Chemistry

株式会社 DFC

〒611-0033 京都府宇治市大久保町西ノ端 1-25

宇治ベンチャー企業育成工場 2号棟

Tel : 0774-45-2503 Fax : 0774-45-2504

E-mail : info@dfc-kyoto.co.jp

URL : <http://dfc-kyoto.co.jp>